



# Class 4 Steam Indicator

## วิธีการใช้งาน

### 4a Medical Chemical Indicator – Sterilization Control Products

แผ่นทดสอบทางเคมีสำหรับตรวจสอบขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ผลิตภัณฑ์ Water base non toxic chemical ตามมาตรฐาน ISO 11140-1 สะดวกพร้อมใช้ สีเข้มชัดเจน อ่านผลง่าย มีการเคลือบกันน้ำ มีแถบกาวในตัว มีให้เลือกใช้งานตามประเภทและระบบการทำให้ปราศจากเชื้อทั้ง Steam, ETO, Plasma และ Class 4, Class 5, Class 5 Integrator

### Class 4 Steam Indicator Self Adhesive

4a Type 4 Steam Chemical Indicator เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีที่ใช้ใส่ภายในบรรจุภัณฑ์ฆ่าเชื้อในขบวนการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และเมื่อเงื่อนไขผ่านตามพารามิเตอร์ชีวิตแล้วสีจะเปลี่ยนเป็นสีอ้างอิง (Reference color) ใช้ตรวจสอบขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โหลดที่มีปัญหาและความล้มเหลวในการฆ่าเชื้อ มีแถบกาวในตัวเพื่อใช้ติดในสมุดบันทึกการทำงาน

- ✓ แผ่นทดสอบทางเคมีเพื่อตรวจสอบขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งานชนิดใช้ครั้งเดียว
- ✓ ออกแบบให้อ่านง่าย แสดงผลได้ชัดเจน มีวันหมดอายุบนแผ่น
- ✓ มีการเคลือบป้องกันสีเลอะเลือน
- ✓ มีแถบกาวในตัวเพื่อใช้ติดในสมุดรายงานการทำงาน
- ✓ ปราศจากสารตะกั่ว
- ✓ Water base non-toxic
- ✓ ISO 11140-1
- ✓ มีให้เลือกใช้ตามต้องการทั้ง Class 4, 5, Integrator

Product Code	Description and Size
4ASAC4	4A Self Adhesive Type 4 Steam Chemical Indicator (250 pcs / box)

