



Detro Aspiradent

วิธีการใช้งาน

น้ำยาทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบ suction ของ dental unit เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้น สูตรไม่มีฟอง ช่วยทำความสะอาด ขจัด biofilm และป้องกันการเกิดของ biofilm เมื่อใช้เป็นประจำ ลดปัญหาการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามารถใช้กับชนิดทำฟันได้ทุกแบบ ไม่กัดกร่อนสายและอุปกรณ์ต่างๆ

- ✓ สูตรเข้มข้น
ผสมเพียง 2 ml
ต่อน้ำ 1 ลิตร
- ✓ ไม่มีฟอง
- ✓ ทำความสะอาด
และขจัด biofilm
- ✓ ไม่กัดกร่อน เข้ากันได้
กับชนิดทันตกรรมทุกแบบ
- ✓ ป้องกันการเกิด
กลิ่นไม่พึงประสงค์
- ✓ ใช้ทำความสะอาด
ระบบน้ำทิ้งของอ่าง
บ้วนน้ำได้ด้วย

Product Code	Description and Size
-	Detro Aspiradent 1 L

