



Detro Enzym Foam

Enzymatic Foam Cleaner for
Medical Instruments

วิธีการใช้งาน

Usage areas:

น้ำยา preclean เครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ต่างๆ หลังใช้งานเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้น ใช้ขจัด คราบเลือดสารคัดหลั่งต่างๆ และช่วยป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่งติดแน่นกับเครื่องมือ ทำให้ทำความสะอาดง่ายและทั่วถึง ก่อนนำเครื่องมือไปทำลายเชื้อ น้ำยาสูตรโฟม เคลือบเครื่องมือได้ทั่วถึง ไม่กระเด็น

Composition:

Amylase, protease, lipase, cellulase enzymes, surfactant, preservatives, corrosion inhibitors, stabilizers, corrosion inhibitors.

Product properties:

- น้ำยาพร้อมใช้สูตรโฟม หัวฉีดเฉพาะให้ฟองโฟมละเอียด
- ปราศจาก Aldehyde, phenol, chlorine ไม่ระคายเคือง
- สูตรโฟม ใช้งานสะดวก เคลือบคลุมเครื่องมือได้ทั่วถึง ไม่ฟุ้งกระจาย
- โฟมคงตัวได้ดีและนาน ป้องกันอากาศเข้า ไม่แห้งง่าย ทำให้คราบสารคัดหลั่งไม่แห้งติด เครื่องมือระหว่างรอนำส่งไปทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ
- ด้วยส่วนผสม enzyme 4 ชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบบนเครื่องมือ อาทิคราบเลือด ไบโบน โปรตีน แป้ง
- ช่วยประหยัดเวลาในการล้างในขั้นตอนต่อไป คราบไม่ติดแน่นล้างออกได้ง่ายและทั่วถึง
 - ละลายน้ำได้ดี ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งคราบตกค้าง
 - มีสารป้องกันกัดกร่อนเครื่องมือ ช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
 - มีความเข้ากันได้ดีกับวัสดุต่างๆ เหมาะใช้งานกับเครื่องมือที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
- สามารถใช้กับเครื่องมือแพทย์ที่ทำจาก แก้ว กระจก ยาง เซรามิก ไม้ ซิลิโคน พลาสติก สแตนเลส
 - ประหยัดด้วยขนาดบรรจุถึง 1 ลิตร





Detro Enzym Foam

Enzymatic Foam Cleaner for
Medical Instruments



Product Code	Description and Size
101074100	Detro Enzym Foam 1 liter

