



Detro HemoPlus

วิธีการใช้งาน

น้ำยาล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องไตเทียม น้ำยา Detro HemoPlus เป็นน้ำยาที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อและและขจัดคราบในเครื่องไตเทียม ที่อุณหภูมิ 37°C น้ำยาจะขจัดคราบ แคลเซียม แมกนีเซียมและเลือดที่ติดอยู่ ออกได้ น้ำยามีคุณสมบัติ non toxic และ biogradable ไม่มีสีและกลิ่นน้ำหอม น้ำยาเข้มข้นช่วยประหยัด แนะนำให้ใช้ที่อัตราส่วน 1/20 (5%)

concentration. Contact time ที่ 5 นาที

- ✓ Microbiological effect; bactericidal, fungicidal, tuberculocidal and virucidal in 5 minutes
- ✓ ใช้ร่วมกับระบบล้างอัตโนมัติของเครื่อง
- ✓ ไม่มีสี ไม่ใส่น้ำหอมจน
- ✓ ฆ่าเชื้อและขจัดคราบต่างๆได้ดี
- ✓ Non toxic
- ✓ ไม่กัดกร่อน
- ✓ Active ingredient; Citric Acid, Malic Acid, Lactic Acid
- ✓ Biogradable
- ✓ สามารถใช้แช่เครื่องมือที่ใช้ภายนอกได้ด้วย

Product Code	Description and Size
100158906	Detro HemoPlus 5 liter

