



Detro OPA

High Level Disinfectant
for Medical Instruments and Endoscopes

วิธีการใช้งาน

น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูงใช้สำหรับทำลายเชื้อเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด กล้องส่องทางการแพทย์ชนิด flexible and rigid endoscopes สามารถใช้กับเครื่องมือแพทย์ที่ทำจากวัสดุประเภท polystyrene, stainless steel, rubber, glass acrylic material, polycarbon, ceramic, silicone, HDPE, ABS, สามารถใช้กับแบบแมนนวลหรือกับเครื่องล้าง Endoscope อัตโนมัติ มีความเป็นพิษต่ำไม่มีกลิ่น ไม่มีไอระเหยอันตราย (harmful gas compounds) ไม่มีส่วนผสมของ mutagenic, embryotoxic, teratogenic or reproductive effect on humans. สามารถทำลายเชื้อต่างได้ในเวลา 5 นาที

✓ 0.55% orthophthalaldehyde

✓ พร้อมใช้ไม่ต้องผสม

✓ Bactericidal (incl. TB), fungicidal, virucidal, sporicidal in 5 minutes.

✓ มี test strip ทดสอบความเข้มข้น

✓ use life 14 Days

✓ ใส ไม่มีสี ไม่ติดสี

✓ ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ

✓ ใช้ได้กับกล้อง endoscopes ทั่วไป อาทิ KARL STORZ

Product Code	Description and Size
100945775	Detro OPA 5 liter

