



GER-MA-WAY DISINFECTANT WIPE

Hospital Grade Ready to Use Disinfectant Wipes Clean, Disinfect and Protect Delicate Medical Devices

วิธีการใช้งาน

ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมใช้สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ พร้อมใช้ สะดวก ประหยัด และให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่กว้างและรวดเร็วรวมถึงโควิด-19 ไม่มีกลิ่นฉุน สามารถใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิววัสดุหลากหลายโดยไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ GER-MA-WAY ใช้ผ้าที่ไม่ผ่านการทอที่ประกอบด้วยวัสดุชนิด meltblown (non-woven material) จึงเก็บกักน้ำยาได้มาก ผ้ามีความชุ่มน้ำยาอยู่ได้นาน ไม่ทิ้งเส้นใย ผ้ามีขนาดพอเหมาะใช้เช็ดพื้นผิวอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ทั่วถึง ไม่ต้องกังวลว่าน้ำยาจะระเหยเร็วเกินไป เนื้อผ้ามีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย บรรจุในกระป๋องมีฝาปิดที่ออกแบบมาอย่างดี ดึงใช้งานสะดวกและช่วยป้องกันน้ำยาจะระเหยออก Ger-Ma-Way ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมการติดเชื้อ ในสถานพยาบาลและสถานประกอบการที่ต้องมีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

Activity Claim	Test Protocol	Contact Time	Test Organisms active against
Bactericidal Claim 1-minute kill time	EN13727 - dirty conditions	1 minute	Ps. aeruginosa, E. coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Salmonella enterica, Enterococcus hirae, MRSA, VRE faecium, Klebsiella pneumoniae, A. baumannii, A. baumannii multi resistant drug*
Fungicidal Claim 1-minute kill time	EN13624 - dirty conditions	1 minute	Trichophyton mentagrophytes
Yeasticidal Claim 1-minute kill time	EN13624 - dirty conditions	1 minute	Candida albicans
		1 minute	Candida auris
Mycobactericidal Claim (Tuberculocidal) 1-minute kill time	EN14348 - dirty conditions	1 minute	Mycobacterium terrae
Virucidal Claim 1-minute kill time	EN14476 - dirty conditions	1 minute	Poliovirus
		1 minute	Herpes virus
		1 minute	Adenovirus
		1 minute	Influenza A virus (H3N2), Influenza A (H1N1), Influenza B
		30 seconds	Human coronavirus for COVID-19

Product Code	Description and Size
100854488	GER-MA-WAY DISINFECTANT TOWELETTES 15 X 23 cm x 160 SHEET CANISTER
100887180	GER-MA-WAY DISINFECTANT TOWELETTES 15 X 17 cm x 180 SHEET CANISTER