



Power Quick Multitype Enzyme Cleaner for Manual Soaking

วิธีการใช้งาน

น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ผสมเอนไซม์หลากชนิดผลิตกันที่จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ด้วยมือ ผสมเอนไซม์ถึงสี่ชนิด สามารถใช้แช่เพื่อขจัดคราบสกปรกจากสารคัดหลั่งได้รวดเร็ว มีฤทธิ์ต่างอ่อนช่วยเสริมกลไกการทำความสะอาด สูตร Low foaming เห็นเครื่องมือได้ชัดเจน ไม่ทิ้งคราบสีน้ำตาล ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ สามารถใช้ร่วมกับการล้างด้วยเครื่อง Ultrasonic ได้

✓ ประกอบด้วยเอนไซม์สี่ชนิด
Protease, Lipase, Amylase
และ Cellulase

✓ Low foaming formula

✓ Manual &
Ultrasonic wash

✓ Weak Alkaline

✓ ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ

✓ ล้างออกง่าย
ไม่ทิ้งคราบสีน้ำตาล

Product Code	Description and Size
100891844	POWER QUICK Multitype Enzyme Cleaner for Manual Soaking 4 Liter

