



Power Quick Pre-Cleaning Spray

วิธีการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ทำความสะอาดเบื้องต้น (pre-cleaning) ก่อนล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยมือหรือเข้าเครื่องล้าง ช่วยป้องกันคราบเลือดแห้งแข็งติดและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยให้ล้างคราบสกปรกตกค้างได้ง่าย ลดการตีกลับของเครื่องมือหลังล้าง ลดการเกิดโปรตีนตกค้างหรือคราบฝังแน่นและไบโอฟิล์ม น้ำยาสูตรน้ำกระจายตัวได้ดี ไม่ทิ้งคราบ สามารถป้องกันคราบเลือดแข็งตัวได้นานถึง 72 ชั่วโมง ไม่กัดกร่อน ไม่ทำให้เกิดฟอง สามารถนำเครื่องมือเข้าล้างในเครื่องล้างแบบอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องล้างออก

✓ ป้องกันคราบแห้งแข็งได้ถึง 72 ชั่วโมง

✓ สูตรน้ำแทรกซึมได้ดี จี๊ดเข้าเครื่องมือที่เป็นท่อได้ทั่วถึง

✓ ไม่มีฟอง เข้าเครื่องล้างโดยไม่ต้องล้างออก

✓ ช่วยชะลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไม่ทำให้เกิดกลิ่น



Product Code	Description and Size
100891560	POWER QUICK Pre-Cleaning Spray 500 ml

