



Sterichem Enzym

Multi Enzymatic Cleaner for Manual Cleaning of Medical Instruments and Endoscopes

วิธีการใช้งาน

น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ผสมเอนไซม์หลากชนิด (amylase, protease, lipase, cellulase) สำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแบบแมนนวลและเครื่องอัลตราโซนิค สามารถใช้แช่เครื่องมือเพื่อขจัดคราบสกปรกจากสารคัดหลั่งได้รวดเร็ว สูตรเข้มข้นผสมเพียง 0.5% ไม่ทิ้งคราบสี ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ ไม่มีสารระเหยระคายตา

- ✓ ประกอบด้วยเอนไซม์สี่ชนิด Protease, Lipase, Amylase และ Cellulase
- ✓ Manual & Ultrasonic wash
- ✓ สูตรเข้มข้น ประหยัด
- ✓ ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ
- ✓ ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งคราบสี
- ✓ ไม่มีสารระเหยระคายเคืองตา

