



Sterilization Rolls

วิธีการใช้งาน

ซองสเตอไรส์สำหรับบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อเป็นซองหนาพิเศษ 70 กรัม ประกอบด้วย เนื้อกระดาษชนิดมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical grade paper) และพลาสติกชนิด PET/RCP ประกมกันหนาไม่น้อยกว่า 52 ไมครอนเพื่อความแข็งแรงและการยึดติดที่ดีเมื่อเชื่อมต่อด้วยความร้อน รอยแถบปิดผนึก 3 ชั้นตลอดม้วนเพื่อความแข็งแรงและความทนทานระหว่างการเคลื่อนย้าย ซองดึงแยกออกได้ง่ายด้วยการออกแบบชนิด thumb notches การพิมพ์ทั้งหมดอยู่ในรอยแถบปิดผนึกป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ มี Chemical indicator ใช้ได้ทั้งการอบไอน้ำ (Steam) EO Gas และ FO โดยที่สี indicators หลังผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมีความชัดเจน ดูง่ายและไม่เลือนง่าย ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001-2008, ISO 13485, ISO 11607-1 และ EN 868-2,3-5 CE Marked

Product Code	Description and Size
100889534	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 75MM*200M // 3"
100889535	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 100MM*200M // 4"
100889536	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 150MM*200M // 6"
100889537	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 200MM*200M // 8"
100889538	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 250MM*200M // 10"
100889539	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 300MM*200M // 12"
100889560	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 350MM*200M // 14"
100889561	SS-HEAT-SEALTING FLAT REEL (70G) 400MM*200M // 16"

Product Code	Description and Size
100889479	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 75MM*100M // 3"
100889900	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 100MM*100M // 4"
100889901	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 150MM*100M // 6"
100889902	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 200MM*100M // 8"
100889903	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 250MM*100M // 10"
100889904	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 300MM*100M // 12"
100889905	SS-HEAT-SEALTING GUSSETED REEL (70G) 350MM*100M // 14"

